

CENTRÍFUGAS POWERSPIN™ FX, VX & LX

UNICO®

Las centrífugas de mesa **UNICO®** de la serie PowerSpin™ son económicas, fiables y silenciosas. El modelo PowerSpin™ FX de velocidad fija gira las muestras a 3400 RPM, mientras que el modelo VX, de velocidad variable, tiene un rango de 300-3400 RPM. El modelo LX, de velocidad regulable, viene calibrado para ofrecer velocidades exactas entre 300 a 4000 RPM y provee resultados excelentes de separación ya sea de componentes celulares o de especímenes de plasma o suero.

Las centrífugas variables LX cumplen con las especificaciones de velocidad del CLIA; simplemente, éste es el modelo más económico que le ayudará a pasar las inspecciones del CLIA.

MODELO LX CODIFICADO A COLORES PARA VELOCIDADES ÓPTIMAS:

- **MARRÓN** - MATERIA FECAL
- **AMARILLO** - ORINA
- **ROJO** - SANGRE



Características y Especificaciones:

- Rotor estándar para 6 u 8 tubos de 2 a 10 ml
- Requiere adaptadores para uso con tubos de 2 o de 4-5 ml (pieza # C800-04 y C800-03)
- Temporizador de 0-30 minutos con señal de tono
- Silenciosa. Sólo 58 decibeles a velocidad máxima
- Tapa asegurada con dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre la tapa.
- Cámara de acero inoxidable accesible para limpieza y desinfección
- Componentes aprobados por UL
- Motor sin escobillas (carbones) que no requiere mantenimiento
- Patas de succión para estabilidad y reducción de vibración
- Ventanilla en la tapa para uso con taquímetro óptico
- Alimentación eléctrica de 115V/60Hz; (220V/50Hz disponible en modelos LX)

Dimensiones:	10.2 x 11.8x 7.9" 260 x 300 x 200 mm
Dimensiones de envío:	13.4x14.8x10.6" (340 x 376 x 270 mm)
Peso neto:	15 lbs. / 6.9 Kg
Peso de envío:	18 lbs. / 8.3
Garantía:	Un año

C800-01	Rotor de 8 tubos con protectores de tubos
C800-02	Protectores de tubos, paquete de 2 protectores
C800-03	Adaptadores para tubos de 5 ml, paquete de 10
C800-04	Adaptadores para tubos de 2 ml, paquete de 2
C800-10	Fusible de 250V, 4A

Modelo	Número de Parte	Velocidad	Max. RCF (g)	Rotor Angulado
PowerSpin™ FX	C806	Fija de 3400 RPM	1350	6 tubos
PowerSpin™ FX	C808	Fija de 3400 RPM	1350	8 tubos
PowerSpin™ VX	C816	Variable 300 - 3400 RPM	1350	6 tubos
PowerSpin™ VX	C818	Variable 300 - 3400 RPM	1350	8 tubos
PowerSpin™ LX	C856	Regulable 300 - 4000 RPM	1830	6 tubos
PowerSpin™ LX	C858	Regulable 300 - 4000 RPM	1830	8 tubos

UNICO®

**UNITED PRODUCTS
& INSTRUMENTS**

182 RIDGE ROAD, SUITE E
DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO