


# MICRO IMPRESORA SPECTROPRINTER™

# UNICO®

La micro-impresora **SpectroPrinter** es la impresora ideal para la línea de espectrofotómetros **UNICO®**.

Pequeña y versátil, la **SpectroPrinter** le permite imprimir datos fotométricos, tablas y gráficas de datos directamente desde su espectrofotómetro.

La **SpectroPrinter** viene lista para usar, pues incluye la fuente eléctrica de 110V/220V y el cable de datos. Conéctela y empiece a trabajar inmediatamente.



## Características y Especificaciones:

- Impresora DOT Matrix (matriz de puntos) de impacto
- Luz LED verde indicadora de encendido
- Botón SEL para encendido
- Botón LF para alimetación del papel
- 24 caracteres por línea
- Usa rollo de papel estándar de 2 1/4 pulgadas de ancho
- Incluye cable serie
- Fuente eléctrica de 110V/220V
- Dimensiones: 155 mm x 105 mm

# UNICO®

**UNITED PRODUCTS  
& INSTRUMENTS**

182 RIDGE ROAD, SUITE E  
DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: [VENTAS@UNICOSCI.COM](mailto:VENTAS@UNICOSCI.COM)

WEB: [WWW.UNICOSCI.COM](http://WWW.UNICOSCI.COM)

© 2007 UNICO

| Modelo                | Número de Parte | Descripción                                |
|-----------------------|-----------------|--|
| <i>SpectroPrinter</i> | SQ2800-206      | Imprimidora Térmica para Espectrofotómetro |