

AGITADOR DE PIPETAS *SHAKE-IT!*

UNICO®



El agitador de pipetas es un instrumento fundamental en laboratorios y **UNICO®** le trae el modelo L-P600T *Shake-It!*

El agitador *Shake-It!* de 6 puestos es pequeño y robusto y garantiza años de servicio.

Éste equipo tiene un motor duradero que puede ser accionado por temporizador o de encendido continuo y que agita las muestras con una velocidad fija de 2500 RPM para excelentes resultados, .

El *Shake-It!* es el instrumento indicado para uso en hematología, pruebas especiales y otras técnicas manuales.

Características y Especificaciones:

- Capacidad para 6 pipetas
- Temporizador de 15 minutos
- Interruptor de encendido de tres posiciones: Uso Continuo/Apagado/Usos con Temporizador
- Luz de encendido
- Construcción de metal
- Acabado de pintura resistente a ácidos y reactivos
- Alimentación eléctrica de 110V AC
- Garantía limitada: Un año

Tamaño:	5.2 x 5.8 x 6.2 pulg. 133 x 147 x 157 mm.
Tamaño de envío:	8.1 x 6.9 x 8.1 pulg. 206 x 176 x 206 mm.
Peso neto:	3.8 lbs. / 1.7 Kg.
Peso de envío:	4.6 lbs. / 2.1 Kg.
Garantía:	Un año

Modelo	Número de Parte	Velocidad	Rotor Angulado
<i>Shake-It!</i>	L-P600T	2500 RPM	6 tubos

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO