

CENTRÍFUGA OSCILANTE POWERSPIN™ HX C822

UNICO®

Las centrifugas de mesa UNICO® de la serie PowerSpin™ son económicas, fiables y silenciosas.

La nueva centrifuga oscilante PowerSpin™ HX de velocidad fija gira sus muestras a 3400 RPM.

El rotor de giro horizontal asegura una separación limpia y completa de componentes celulares resultando en un suero o plasma superior.

El rotor horizontal es ideal para el giro de tubos para suero SST (Serum Separator Tubes) pues produce un sello compacto y completamente horizontal y uniforme que reduce el riesgo de derrame de células rojas dentro del suero y el deterioro del espécimen, que es un detalle sumamente importante cuando se envía la muestra para ser examinada.

El PowerSpin™ HX modelo C822 viene con un dispositivo de seguridad que evita que se pueda abrir la tapa mientras la centrifuga esté girando. El temporizador digital y la pantalla LCD dotan al usuario con un control total del ciclo de giro. El poderoso motor de 100W no tiene cepillos de manera que no requiere mantenimiento y ofrece años de uso constante. El interior de acero inoxidable ofrece gran protección y es fácil de limpiar.



Características y Especificaciones:

- Rotor estándar para 6 tubos de 2 a 10 ml.
- Silenciosa. Sólo 58 decibeles a velocidad máxima.
- Cámara de acero inoxidable accesible para limpieza y desinfección.
- Velocidad fija de 3400 RPM.
- Temporizador digital de 0-99 minutos
- Tapa con dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esté girando.
- Motor sin escobillas (carbones) no requiere mantenimiento.
- Patas de succión para estabilidad y reducción de vibración.
- Ventanilla en la tapa para uso con tacómetro óptico
- Cordón eléctrico separable con soporte para fusible

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO

Modelo	C822
Velocidad (RPM)	3400
RCF Máxima (g)	1680
Temporizador	Digital
Rotor	Oscilante
Seguro	Digital de Cero RPM
Capacidad	6 tubos
Tubo Máximo	16 x 110 mm
Motor	AC
Dimensiones	14.4 x 11.6 x 8.9 pulg. (36 x 29 x 22 cm)
Dimensiones de Envío	16.5 x 13 x 10 pulg. (41 x 32 x 25 cm)
Peso Neto	22 lbs / 10 Kg.
Peso de Envío	25 lbs / 11 Kg.