

CENTRÍFUGA OSCILANTE POWERSPIN™ MX C8606

UNICO®

El PowerSpin™ MX C8606 de UNICO® es una centrífuga oscilante de 6 tubos con velocidad variable de 1000 a 3400 RPM que produce altas fuerzas G (centrífuga) gracias a un diámetro de rotación más amplio que asegura una separación limpia y completa de los diversos componentes de las muestras. Y debido a que los tubos rotan horizontalmente, la línea de separación es completamente perpendicular a la longitud del tubo.

En reposo, los tubos decansan verticalmente, lo cual permite el montaje de laminillas cubreobjetos sobre los tubos durante pruebas fecales de parasitología.

Éste instrumento es silencioso y durable y es fácil de usar gracias al panel de control con botones de presión y a la pantalla digital de dos líneas que muestra la velocidad, el tiempo de uso, el estado del equipo, y la fuerza centrífuga relativa.

El MX C8606 tiene un dispositivo de seguridad que evita que la tapa se abra mientras el rotor esté girando.

Ponga su confianza en las centrífugas de UNICO® y goce de años de servicio eficaz y preciso.

Características y Especificaciones:

- Rotor oscilante para 6 tubos de 2 a 15 ml.
- Tablero de control con botones de presión de membrana y pantalla digital de dos líneas.
- Tapa con dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esté girando.
- Temporizador digital de 60 minutos con alarma de tono.
- Memoria interna que recuerda la última programación elimina la necesidad de entrar los parámetros nuevamente.
- Cámara de acero inoxidable accesible para limpieza y desinfección.
- Patas de succión para estabilidad y reducción de vibración.
- Ventanilla en la tapa para uso con tacómetro óptico.
- Silenciosa. Sólo 50 decibeles a 3400 RPM.
- Alimentación eléctrica de 115V/60Hz.



Tamaño:	13.75 x 15 x 11 pulg. 350 x 381 x 280 mm. (Altura de 22 pulg./560 mm con la tapa abierta)
Tamaño de envío:	18 x 19 x 15.5 pulg. 458 x 483 x 394 mm.
Peso neto:	31 lbs. / 14 Kg.
Peso de envío:	36 lbs. / 16.5 Kg.
Garantía:	Un año

C8606-01	Rotor oscilante para 6 tubos
C800-02	Protectores de tubos, paquete de 2 protectores
C800-03	Adaptadores para tubos de 5 ml, paquete de 10
C800-04	Adaptadores para tubos de 2 ml, paquete de 2
C800-10	Fusible de 250V, 4A

Modelo	Número de Parte	Velocidad	Máx. RCF (g)	Rotor Angulado
PowerSpin™ MX	C8606	1000 - 3400 RPM	1825	6 tubos

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO