

# CENTRÍFUGA POWERSPIN™ MX C8624 DE 24 TUBOS

## UNICO®

**UNICO® se complace en presentar el PowerSpin™ MX de 24 tubos!**

El PowerSpin™ MX tiene una velocidad variable de 1000 – 3400 RPM y así asegura una separación limpia y completa de los diversos componentes de las muestras.

Éste instrumento es silencioso y fiable y es ideal para el proceso de sangre, orina, semen y otros especímenes.

El panel frontal tiene teclado digital que facilita la selección de velocidades y tiempo de giro, aún con guantes. La pantalla LCD de dos líneas muestra la velocidad, el tiempo de uso, el estado del equipo, y la fuerza centrífuga relativa.

Un preciso control de velocidad le permite cumplir con los estándares recomendados por el CLIA para el tratamiento ideal de muestras diversas.

Versatil y fácil de usar, el PowerSpin™ MX será el instrumento favorito de su laboratorio.



### Características y Especificaciones:

- Rotor de ángulo fijo para 24 tubos de 2 a 10 ml.
- Acomoda hasta 16 tubos de 15 ml.
- Tablero de control con botones de presión de membrana y pantalla LCD de dos líneas.
- Tapa con dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esté girando.
- Silenciosa. Sólo 50 decibeles a 3400 RPM.
- Temporizador digital de 60 minutos con alarma de tono.
- Memoria interna que recuerda la última programación e elimina la necesidad de entrar los parámetros nuevamente.
- Cámara de acero inoxidable accesible para limpieza y desinfección.
- Patas de succión para estabilidad y reducción de vibración.
- Ventanilla en la tapa para uso con tacómetro óptico.
- Diseño compacto ahorra espacio.
- Alimentación eléctrica de 115V/60Hz.

<b>Tamaño:</b>	<b>13.75 x 15 x 11 pulg. 350 x 381 x 280 mm.</b>
<b>Tamaño de envío:</b>	<b>18 x 19 x 15.5 pulg. 458 x 483 x 394 mm.</b>
<b>Peso neto:</b>	<b>31 lbs. / 14 Kg.</b>
<b>Peso de envío:</b>	<b>36 lbs. / 16.5 Kg.</b>
<b>Garantía:</b>	<b>Un año</b>

## UNICO®

**UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS**

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO

<b>C800-02</b>	<b>Protectores de tubos, paquete de 2 protectores</b>
<b>C800-03</b>	<b>Adaptadores para tubos de 5 ml, paquete de 10</b>
<b>C800-04</b>	<b>Adaptadores para tubos de 2 ml, paquete de 2</b>
<b>C800-10</b>	<b>Fusible de 250V, 4A</b>

<b>Modelo</b>	<b>Número de Parte</b>	<b>Velocidad</b>	<b>Máx. RCF (g)</b>	<b>Rotor Angulado</b>
<b>PowerSpin™ MX</b>	<b>C8624</b>	<b>1000 – 3400 RPM</b>	<b>1750</b>	<b>24 tubos</b>