

CENTRÍFUGA DE HAMATOCRITOS C-MH30

UNICO®

El C-MH30 de UNICO® es una centrífuga para microhematocritos de 24 tubos capilares que gira a una velocidad de 12,000 RPM.

El rotor está construido de metal con una banda de caucho amortiguadora que protege Los delicados tubos capilares que están expuestos a la enorme fuerza centrífuga producida por ésta unidad.

El C-MH30 tiene un interruptor de encendido que acciona la centrífuga para funcionamiento continuo. Tiene también un temporizador de 5 minutos, que es el tiempo sugerido para el centrifugado de hematocritos.

Éste instrumento es silencioso y durable y viene con un acabado de pintura al horno resistente a la corrosión y reactivos.

El C-MH30 tiene un dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre la tapa. El lector que acompaña a éste instrumento le garantiza una lectura precisa del porcentaje de hematocritos en la muestra.



Características y Especificaciones:

- Rotor para 24 tubos capilares de metal.
- Velocidad nominal de 12,000 RPM
- Temporizador de 5 minutos con timbre.
- Dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre la tapa.
- Motor de corriente AC con carbones y enfriado por aire.
- Construcción exterior de metal.
- Acabado de pintura al horno resistente a la corrosión y a reactivos.
- Freno eléctrico.
- Luz de encendido indica cuando el equipo está en uso.
- Silenciosa.
- Alimentación eléctrica de 115V/60Hz.

Tamaño:	11.6 x 10.3 x 9.3 pulg. 295 x 261 x 235 mm.
Tamaño de envío:	12.7 x 12.7 x 12.2 pulg. 323 x 323 x 311 mm.
Peso neto:	17.4 lbs. / 7.9 Kg.
Peso de envío:	19.4 lbs. / 8.8 Kg.
Garantía:	Un año

Número de Parte	Velocidad	Temporizador	Rotor
C-MH30	12000 RPM	5 minutos	24 tubos

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO