

CONTADORES DIFERENCIALES COUNT-IT!

UNICO®

UNICO® le ofrece los contadores diferenciales de más demanda en laboratorios: de 2, 5 y 8 teclas.

Los modelos L-BC9 y L-BC6 tienen una ventana adicional que lleva la cuenta total y vienen con una guía de fotos que detalla los diferentes tipos de glóbulos blancos de acuerdo a su Madurez.

Un timbre de campana suena por cada 100 células contadas, facilitando así el uso.

El acabado de plástico de alto impacto es atractivo y resistente.



Características y Especificaciones:

- Tres modelos: 2, 5 y 8 teclas
- Guía de madurez de glóbulos blancos
- Acabado de plástico durable y resistente de alto impacto
- Dos perillas de reinicio de conteo
- Base amplia con patas de goma para mayor estabilidad
- Timbre de aviso por cada 100 células contadas

	L-BC3	L-BC6	L-BC9
Dimensiones	4.0 x 3.0 x 2.0 pulgadas 100 x 76 x 50 mm	9.7 x 3.0 x 2.0 pulgadas 250 x 76 x 50 mm	12.3 x 3.0 x 2.0 pulgadas 315 x 76 x 50 mm
Dimensiones de envío	5.5 x 4.5 x 3.7 pulgadas 140 x 115 x 95 mm	11.3 x 4.5 x 3.7 pulgadas 290 x 115 x 95 mm	13.9 x 4.6 x 3.6 pulgadas 355 x 115 x 95 mm
Peso neto	0.2 lbs / 0.1 Kg	1.0 lbs / .46 Kg	1.4 lbs / 0.65 Kg
Peso de envío	0.5 lbs / 0.23 Kg	1.4 lbs / 0.65 Kg	1.8 lbs / 0.82 Kg

Número de Parte	Teclas	Ventanillas
L-BC3	2	2
L-BC5	5	6
L-BC8	8	9

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO