

SERIE DE MICROSCOPIOS G400

UNICO®

Tras años de servicio, la serie de microscopios **G400** se ha convertido en una de las líneas más populares de **UNICO®** gracias a su versatilidad y durabilidad. Ésta serie le permite elegir los componentes que usted necesita para así obtener el microscopio ideal para su laboratorio. Pero ésta flexibilidad es sólo parte de lo que ésta línea ofrece. La calidad de la serie **G400** es insuperable. Las ópticas producen una imagen simplemente nítida. Y la platina ha sido mejorada para darle años de uso continuo. La serie **G400** es ideal para uso veterinario, médico, industrial, de investigación, y donde se necesite un instrumento avanzado a un precio sumamente envidiable.



Los Cabezales Trinoculares vienen con sólo dos oculares. El tercer tubo está disponible para una variedad de opciones, incluyendo un tercer ocular, adaptadores para fotografía (digital o de 35mm) o video. Al ordenar, por favor especifique la opción deseada. A la derecha mostramos el adaptador con montaje en C para la mayoría de cámaras de video.



Especificaciones de la línea G400

- Cabezal binocular Seidentopf (disponible: monocular, trinocular o binocular deslizante)
- Objetivos DIN Acromáticos 4X, 10X, 40XR y 100XR (de aceite)
- Platina de nuevo diseño de 135mm x 150mm con rango de corredor XY de 36mm x 79mm
- Controles de enfoque macro y micrométricos coaxiales con ajuste de tensión para evitar el deslizamiento de la platina y con tope de seguridad
- Oculares 10X de campo ancho FN 18
- Condensador Abbe NA 1.25 con portafiltro oscilante.
- Foco halógeno de 6V/20W con control de intensidad variable
- Filtro azul y cubierta para el polvo incluidas
- Conveniente cambio de la bombilla eléctrica con ensamblaje oscilante en la base
- Componentes aprobados por la UL y la CSA
- Garantía de cinco años (excepto focos y fusibles)

Modelo	Cabezal	Objetivos
G402	Monocular	Acromáticos
G402SP	Monocular	Semi-Planos
G402PL	Monocular	Planos
G402D	Monocular Doble	Acromáticos
G402D-SP	Monocular Doble	Semi-Planos
G402D-PL	Monocular Doble	Planos
G404	Binocular	Acromáticos
G404-SP	Binocular	Semi-Planos
G404-PL	Binocular	Planos
G404T	Trinocular	Acromáticos
G404T-SP	Trinocular	Semi-Planos
G404T-PL	Trinocular	Planos

Accesorios

Oculares

- B6-1401** 10x Campo Ancho FN18
- B6-1402** 10x Campo Ancho FN18
- B6-1501** 10x Campo Ancho FN20
- B6-1409** 15x
- B6-1 902** 8x Telescopio de Centrado
- B6-1 805** Fotográfico de 4x

Objetivos

- B6-2108** 20x DIN Acromático
- B6-2107** 60x/0.85 DIN Acromático
- B6-2305** 25x Plano
- B6-2308** 50x (de aceite) Plano

Varios

- B6-8030** Juego de Fase Semi-Plano
- B6-8031** Juego de Fase de 40X
- B6-8010** Adaptador de Cámara con Montaje en T
- B6-8020** Adaptador de Video con montaje en C
- B6-8901** Retícula de 0.1mm
- B6-8902** Puntero de Ocular
- B6-8903** Micrómetro
- B6-8904** Estuche de Lona Reforzada
- B6-8905** Aceite de Inmersión

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E,
DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO