

# SERIE DE MICROSCOPIOS H600

# UNICO®

**UNICO®** se enorgullece en presentar nuestro microscopio compuesto más avanzado y versátil. Con mejoras continuas y nuevos accesorios de alto poder, el H600 es ideal para observaciones médicas, veterinarias y de investigación. La atención a detalles y desempeño que caracteriza a **UNICO®** le asegura que su nuevo microscopio H600 le brindará décadas de servicio.

### Especificaciones:

**Objetivos:** Los objetivos de UNICO ofrecen una imagen superior gracias a su alta resolución, un contraste nítido y un campo plano excelente.

Los objetivos DIN son parafocales, paracéntricos y codificados con colores. Tenemos disponibles objetivos semi-planos, planos, fluorescentes y de fase.

**Cabezal:** Escoja entre cabezales Binoculares o Trinoculares Seidentopf, que giran 360° y son inclinados a 30°. Distancia interpupilar: 55-75mm.

**Portaobjetivos:** Revólver quintuple inverso provee libre acceso a las muestras.

**Platina Mecánica:** Platina durable, montada en cojinetes de bolas con corredera tipo cola de milano asegura un deslice preciso con años de uso pesado.

**Condensador:** Un condensador Abbe NA 1.25 de tecnología avanzada, centrable, con diafragma de iris y ranura para dispositivos de contraste de fase (anillo anular), polarización o campo oscuro. Disponemos de torretas para condensadores de contraste de fase y campo oscuro.

**Iluminación tipo Koehler:** Iluminación de 6V/20W con diafragma de iris.

Opcion disponible: Polarizador/Analizador diseñado para observar cristales en la orina.



### Accesorios:

B6-8030 Torreta con Objetivos Semi-Planos para Contraste de Fase  
 B6-8050 Juego de Epi-Fluorescencia (con objetivos y sistema de iluminación)  
 B6-6002 Condensador para Torreta de Contraste de Fase con Diafragma de Iris  
 B6-6003 Condensador NA 0.83-0.91 de Campo Oscuro – Seco  
 B6-8910 Juego de limpieza óptica

B6-8031 Juego de Contraste de Fase de 40X Semi-Plano  
 B6-8040 Sistema de Polarización  
 B6-1805 Ocular fotográfico de 4X  
 B6-8906 Adaptador para Campo Oscuro

MODELO	CABEZAL	OCULAR	OBJETIVOS	PLATINA	CONDENSADOR	ILUMINACIÓN
H602	Binocular	WF10X	4X 10X 40X 100X(Aceite) DIN Acromático	Mecánica	Abbe NA1.25	6V/20W Halógena
H602T	Trinocular	WF10X	4X 10X 40X 100X(Aceite) DIN Acromático	Mecánica	Abbe NA1.25	6V/20W Halógena
H603	Binocular	WF10X	4X 10X 40X 100X(Aceite) DIN Semi Plano	Mecánica	Abbe NA1.25	6V/20W Halógena
H603T	Trinocular	WF10X	4X 10X 40X 100X(Aceite) DIN Semi Plano	Mecánica	Abbe NA1.25	6V/20W Halógena
H604	Binocular	WF10X	4X 10X 40X 100X(Aceite) DIN Plano	Mecánica	Abbe NA1.25	6V/20W Halógena
H604T	Trinocular	WF10X	4X 10X 40X 100X(Aceite) DIN Plano	Mecánica	Abbe NA1.25	6V/20W Halógena
H605	Binocular	WF10X	SP4X SPH10X SPH40XR SPH100XR Semi-Plano de Fase	Mecánica	Torreta de Fase con Campo Brillante	6V/20W Halógena
H606	Binocular	WF10X	PL4X 25X-fl 40XR-fl 100XRFL Epi-Fluorescentes	Mecánica	Filtros Azul y Verde para Epi- Fluorescencia y Abbe	100W de Mercurio para Epi y 6V/20W Halógena

# UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO

Dimensiones (modelo binocular):	7.5 x 9.5 x 16 pulgadas 190 x 240 x 410 mm
Dimensiones de envío:	14 x 10.75 x 17.5 pulgadas 360 x 270 x 440 mm
Peso neto:	16 lbs / 5 Kg
Peso de envío:	18 lbs / 6 Kg
Garantía:	5 años