

MICROSCOPIO EPIFLUORESCENTE H606

MICROSCOPIOS

UNICO®



Una de las misiones de **UNICO®** es traer a nuestros clientes lo más avanzado en microscopía a precios asequibles sin comprometer la calidad. El microscopio epifluorescente **H606** es una clara muestra de nuestros esfuerzos y nos enorgullecemos de los resultados.

La observación por epifluorescencia se basa en la coloración que adquieren las partículas observadas (en algunas ocasiones inapreciables de otro modo) al ser irradiadas y excitadas con un tipo especial de luz.

El **H606** produce una luz intensa gracias a su fuente de luz de vapor de mercurio a presión de 100W. Los filtros azul y verde y los objetivos especiales trabajan en combinación para excitar las muestras y facilitar observaciones de inmunología y otros estudios de fluorescencia. Éste microscopio puede también ser utilizado como un microscopio normal para observaciones de rutina.

Equipo de Epifluorescencia B6-8050

Si ya posee un microscopio **H600** este juego es todo lo que necesita para convertirlo en un sistema completo de epifluorescencia.



MODELO	CABEZAL	OCULAR	OBJETIVOS	PLATINA	CONDENSADOR	ILUMINACIÓN
H606	Binocular	WF10X	4X Plano 25X-Fluorescente 40XR-Fluorescente 100XR-Fluorescente	Mecánica	Abbe NA1.25 con filtros azules y verdes de epifluorescencia	Incidente de 100W de vapor de mercurio y 6V/20W Halógena

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E,
DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO

Juego de Limpieza de Ópticas B6-8910

Su microscopio es un instrumento de componentes ópticos delicados y precisos y es recomendado que los limpie diariamente. UNICO le ofrece un juego de limpieza que tiene todo lo necesario para limpiar, proteger y conservar los componentes ópticos de su microscopio.

