

# SERIE DE MICROSCOPIOS INVERTIDOS IV900

## UNICO®

La serie de microscopios invertidos **IV900** de **UNICO®** son ideales para el estudio de cultivo de tejidos, biología celular y otros estudios avanzados gracias a las diversas opciones disponibles de accesorios, tales como los sistemas de contraste de fase, fotografía y videografía.

### Especificaciones

- Oculares WF10X.
- Objetivos Planos de larga distancia de trabajo
- Objetivos Planos de fase de larga distancia de trabajo.
- Entrada para video o cámara fotográfica. Requiere lentes y adaptadores (disponibles por separado.)
- Platina amplia y graduada con control de movimiento X-Y de posición baja para cómodo alcance.
- Condensador pre-centrado con ranura para dispositivo de anillo anular para contraste de fase.
- Iluminación halógena de 6V/20W con ajuste de intensidad
- Estuche de accesorios de madera



MODELO	CABEZAL	OCULAR	OBJETIVOS DE CAMPO BRILLANTE	OBJETIVOS DE CONTRASTE DE FASE
IV-901	Binocular	WF10X	4X, 10X, 25X, Planos	No
IV-902	Binocular	WF10X y 11X de centrado	4X 10X Planos	25X Plano
IV-903	Binocular	WF10X y 11X de centrado	4X Plano	10X, 25X, 40X, Planos
IV-904	Binocular	WF10X y 11X de centrado	4X Plano	10X, 25X Planos
IV-902C-PK	Microscopio con sistema de fotografía de 35mm.			
IV-902-DNK	Microscopio con sistema de fotografía digital, sin cámara digital			
IV-902V-PK	Microscopio con sistema de video, con cámara CCD y pantalla a color.			

### Componentes y Accesorios

B9-4002 Estativo y tubo de observación  
 B6-1401 Ocular 10x de campo ancho, FN 18mm  
 B6-1501 Ocular 10x de campo ancho, FN 20mm  
 B6-1409 Ocular 15x de campo ancho  
 B9-1701 Ocular 10x ajustable con retícula (0.1mm)  
 B9-1903 Telescopio de centrado 11x para contraste de fase  
 B9-8031 Anillo anular de fase 10x  
 B9-8032 Anillo anular de fase 25x  
 B9-8033 Anillo anular de fase 40x  
 B6-9156 Fusible 250V/1.5A

B9-2301 Objetivos Planos 4x/0.1 (distancia de trabajo: 17.4mm)  
 B9-2302 Objetivos Planos 10x/0.25 (distancia de trabajo: 7.9mm)  
 B9-2303 Objetivos Planos 40x/0.60 (distancia de trabajo: 3mm)  
 B9-2305 Objetivos Planos 25x/0.50 (distancia de trabajo: 5mm)  
 B9-2432 Objetivo Plano de Fase 10x/0.25 (distancia de trabajo: 7.9mm)  
 B9-2433 Objetivo Plano de Fase 40x/0.60 (distancia de trabajo: 3mm)  
 B9-8010 Adaptadores fotográficos (requiere cámara & montaje en T)  
 B9-8020 Adaptadores para video (requiere cámara de video)  
 B9-2435 Objetivo Plano de Fase 25x/0.50 (distancia de trabajo: 5mm)  
 B6-7006 Lámpara halógena de 6v / 20w

## UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155

FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO

Dimensiones	9 x 13 x 20 pulgadas 229 x 330 x 508mm
Dimensiones de envío:	26 x 19 x 11 pulgadas 660 x 480 x 280 mm
Peso de envío:	36lbs / 16.5Kg