

SERIE DE MICROSCOPIOS ESCOLARES M220



Con una garantía de por vida, la serie de microscopios escolares **M220** prueba que ha sido construida para durar y proteger su inversión. La serie **M220** también prueba su versatilidad con una variedad de modelos que asegura satisfacer sus necesidades de enseñanza.

Elija el cabezal monocular o el monocular doble que permite observaciones simultáneas por dos personas. O elija entre una platina de pinzas o una platina mecánica, que facilita la manipulación de las muestras.

Todos los modelos vienen con luz fluorescente que además de ofrecer una luz blanca y brillante, es fría, protegiendo al estudiante contra quemaduras. Ésta serie también ofrece controles de enfoque macro y micrométricos.

Otros detalles que completan éste microscopio incluyen un ocular de 10X asegurado, platina con tope de seguro que evita quebrar las láminas portamuestras, y objetivos de vidrio con corrección acromática que permiten una magnificación total de hasta 400X.

Especificaciones

- Cabezal monocular o monocular doble
- Oculares WF10X.
- Objetivos DIN acromáticos de 4X, 10X y 40X
- Condensador NA 0.65 con diafragma de disco
- Platina con pinzas o platina mecánica
- Iluminación fluorescente
- Enfoques macrométrico y micrométrico
- Garantía de por vida (excluye componentes eléctricos)

Pesos y Dimensiones

Dimensiones	8.5 x 5 x 11.5 pulgadas 216 x 127 x 292 mm
Dimensiones de envío:	12 x 8 x 16 pulgadas 305 x 203 x 406 mm
Peso de envío:	9 lbs / 4 Kg



UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810
 TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151
 E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM WEB: WWW.UNICOSCI.COM
 © 2007 UNICO

Modelo	Descripción
M220FL	Microscopio escolar monocular con platina de pinzas
M220FL-M	Microscopio escolar monocular con platina mecánica
M220FL-D	Microscopio escolar con cabezal monocular doble y platina de pinzas
M220FL-DM	Microscopio escolar con cabezal monocular doble y platina mecánica
B2-7003	Bombilla fluorescente de 7W
B2-5101	Platina mecánica graduada
B3-1409	Ocular WF 15X
B6-8910	Juego de limpieza para componentes ópticos