

# MEZCLADORES DE SANGRE *ROCK-IT!*

# UNICO®

Los Mezcladores de Sangre de UNICO®, modelo **LTR 100** y **LTR 200** de la serie *Rock-It!*, fabricados para uso pesado y silencioso, garantizan años de uso diario. Un funcionamiento suave y delicado a 25 RPM asegura una mezcla rápida, completa y uniforme sin daño a la delicada integridad celular de su espécimen sanguíneo.

La almohadilla antideslizante es reversible y acomoda tubos grandes. El *Rock-It!* es una solución económica para las necesidades de su laboratorio.



## Características y Especificaciones:

- Capacidad de 8 o 15 tubos de hasta 120 mm de longitud
- 25 ciclos por minuto para una mezcla delicada
- Almohadilla de sílica, antideslizante y reversible
- Almohadilla puede usarse en autoclaves para desinfección
- Tamaño compacto ahorra espacio en su laboratorio
- Un año de garantía limitada

Número de Parte	Tubos
<b>LTR100</b>	<b>8</b>
<b>LTR200</b>	<b>15</b>

Número de Parte del Repuesto	Descripción
<b>LTR100-1</b>	Almohadilla de 8 tubos para Mezclador de Sangre Rock-IT! Jr.
<b>LTR200-1</b>	Almohadilla de 15 tubos para Mezclador de Sangre Rock-IT!

	Rock-It! Jr. LTR100	Rock-It! LTR200
<b>Dimensiones</b>	8.6 x 4.7 x 5.0 pulg. 220 x 120 x 230 mm	13.7 x 4.7 x 5.0 pulg. 350 x 120 x 230 mm
<b>Dimensiones de envío</b>	10.6 x 6.7 x 6.9 pulg. 270 x 170 x 175 mm	15.7 x 6.7 x 6.9 pulg. 340 x 170 x 175 mm
<b>Peso neto</b>	4.0 lbs / 1.8 Kg	4.8 lbs / 2.2 Kg
<b>Peso de envío</b>	5.0 lbs / 2.3 Kg	5.8 lbs / 2.6 Kg

# UNICO®

**UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS**

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO