

ROTADORES ROTATE-IT!

UNICO®

El rotador serológico (también conocido como agitador) es utilizado para la mezcla, la homogenización y preparación de muestras primordialmente serológicas, pero también de uso en la preparación de otros tipos de muestras.

El **Rotate-It!** L-RT28 de UNICO® es un equipo de velocidad regulable, compacto y duradero y ha sido diseñado para acomodar una gran variedad de portamuestras.

El **Rotate-It!** es ideal para pruebas de RPR (Reagina Plasmática Rápida) o de investigación de enfermedades venéreas VDRL (Venereal Disease Research Laboratory.)



Características y Especificaciones:

- Plataforma de 11" x 11" (280 x 280 mm)
- Almohadilla antideslizante desmontable
- Velocidad regulable de 25-250 rpm
- Temporizador regulable de 30 minutos.
- Movimiento orbital de 20 mm
- Interruptor de encendido de tres posiciones: Uso Continuo/ Apagado/ Uso con Temporizador
- Tacómetro análogo (para lectura de velocidad)
- Incluye resorte para sujetar frascos
- Plataforma con capacidad para un frasco de 1000 ml, dos de 500 ml y cuatro de 250 ml.
- Un año de garantía limitada

UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS
182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810
TEL: 732-274-1155 FAX: 732-274-1151
E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM
WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO

	Rotate-It! L-RT28
Dimensiones	5.2 x 5.8 x 6.2 pulgadas 133 x 147 x 157 mm
Dimensiones de envío	8.1 x 6.9 x 8.1 pulgadas 206 x 176 x 206 mm
Peso neto	3.8 libras / 1.7 Kg
Peso de envío	4.6 libras / 2.1 Kg

Modelo	Número de Parte	Descripción
Rotate-It!	L-RT28	Rotador Serológico