

# MEZCLADORES VORTEX *VIBRATE-IT!*

# UNICO®

Los Mezcladores Vortex de **UNICO®** son robustos y diseñados para uso pesado.

Ambos modelos tienen un interruptor de encendido para uso continuo y también pueden ser accionados al presionar la plataforma para uso intermitente.

Éstos equipos le permite controlar la velocidad de agitación de cero a 3000 RPM para una gran variedad de usos.

La serie *Vibrate-It!* cuenta con dos modelos: el L-VM2000 es un equipo con cabezal de plataforma, mientras que el L-VM1000 viene con cabezal de copa para uso con tubos de ensayo individuales



## Características y Especificaciones:

- Potentes y silenciosos
- Velocidad regulable de 0-3000 RPM
- Interruptor para uso continuo o accionado por presión, al cabezal para uso intermitente
- Luz de encendido
- Modelos de copa o plataforma
- Patas antideslizantes
- Un año de garantía.

	Serie	Número de Parte	Descripción
	<i>Vibrate-It!</i>	L-VM1000	Mezclador Vortex de Copa
	<i>Vibrate-It!</i>	L-VM2000	Mezclador Vortex de Plataforma
	<i>Vibrate-It!</i> L-VM1000		<i>Vibrate-It!</i> L-VM2000
Dimensiones	6.2 x 5 x 6.5 pulgadas 160 x 127 x 165 mm		6.7 x 5 x 7.5 pulgadas 170 x 127 x 191 mm
Peso neto	9.4 libras / 4.3 Kg		9.4 libras / 4.3 Kg

# UNICO®

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS

182 RIDGE ROAD, SUITE E, DAYTON, NEW JERSEY 08810

TEL: 732-274-1151 FAX: 732-274-1155

E-MAIL: VENTAS@UNICOSCI.COM

WEB: WWW.UNICOSCI.COM

© 2007 UNICO